

Leukomed® - sterile Versorgung zur Infektionsprophylaxe


Das Leukomed®-Sortiment ermöglicht eine sterile Versorgung akuter und postoperativer Wunden. Auch fragile und sensible Haut kann individuell und sanft haftend versorgt werden.

Infektionsprävention


Hauttyp

sensibel


normal




Leukomed® skin sensitive




Leukomed® T skin sensitive




Leukomed® T plus skin sensitive




Leukomed®



Leukomed® T



Leukomed® T plus



Leukomed® Control

Bestellinformationen

Leukomed® skin sensitive					
Abmessung	Wundauflage	Inhalt	BE/VE	BNR	PZN
7,2 cm x 5 cm	4 cm x 2,8 cm	20	1/10	71723900	17410914
10 cm x 8 cm	6 cm x 4 cm	20	1/10	71723901	17410920
15 cm x 8 cm	11 cm x 4 cm	20	1/10	71723902	17410966
25 cm x 10 cm	20 cm x 5 cm	20	1/12	71723903	17410972

Leukomed® T skin sensitive					
Abmessung	Wundauflage	Inhalt	BE/VE	BNR	PZN
7,2 cm x 5,0 cm	-	5	1/36	7646400	15862925
10,0 cm x 8,0 cm	-	5	1/36	7646401	15862931
15,0 cm x 8,0 cm	-	5	1/36	7646402	15862948

Leukomed® T plus skin sensitive					
Abmessung	Wundauflage	Inhalt	BE/VE	BNR	PZN
7,2 cm x 5,0 cm	4,0 cm x 2,8 cm	5	1/36	7617800	15862888
10,0 cm x 8,0 cm	6,0 cm x 4,0 cm	5	1/36	7617801	15862894
15,0 cm x 8,0 cm	11,0 cm x 4,0 cm	5	1/36	7617802	15862902
25,0 cm x 10,0 cm	20,0 cm x 5,0 cm	5	1/36	7617803	15862919

Leukomed®					
Abmessung	Wundauflage	Inhalt	BE/VE	BNR	PZN
7,2 cm x 5,0 cm	4,0 cm x 2,8 cm	50	1/8	7238000	01050690
10,0 cm x 8,0 cm	6,0 cm x 4,0 cm	50	1/6	7238001	01050715
15,0 cm x 8,0 cm	11,0 cm x 4,0 cm	50	1/6	7238002	01050738
20,0 cm x 10,0 cm	16,0 cm x 5,0 cm	50	1/8	7238003	01050827
25,0 cm x 10,0 cm	20,0 cm x 5,0 cm	50	1/8	7238004	01050856

Leukomed® T					
Abmessung	Wundauflage	Inhalt	BE/VE	BNR	PZN
7,2 cm x 5,0 cm	-	50	1/10	7238100	01050951
10,0 cm x 8,0 cm	-	50	1/6	7238101	01050974
12,5 cm x 10,0 cm	-	50	1/8	7238108	05560985
14,0 cm x 11,0 cm	-	50	1/8	7238102	01050997
25,0 cm x 10,0 cm	-	50	1/8	7238114	05135354

Leukomed® T plus					
Abmessung	Wundauflage	Inhalt	BE/VE	BNR	PZN
7,2 cm x 5,0 cm	4,0 cm x 2,8 cm	50	1/8	7238200	01051040
10,0 cm x 8,0 cm	6,0 cm x 4,0 cm	50	1/6	7238201	01051063
15,0 cm x 8,0 cm	11,0 cm x 4,0 cm	50	1/6	7238202	01051092
20,0 cm x 10,0 cm	16,0 cm x 5,0 cm	50	1/8	7238214	05561051
25,0 cm x 10,0 cm	20,0 cm x 5,0 cm	50	1/8	7238203	01051117

Leukomed® Control					
Abmessung	Wundauflage	Inhalt	BE/VE	BNR	PZN
7,0 cm x 5,0 cm	4,0 cm x 2,0 cm	10	1/28	7323000	11034249
10,0 cm x 7,0 cm	7,0 cm x 4,0 cm	10	1/20	7323001	11034255
15,0 cm x 8,0 cm	11,5 cm x 4,5 cm	10	1/20	7323002	11034290
24,0 cm x 10,0 cm	20,0 cm x 6,0 cm	5	1/20	7323003	11034309
35,0 cm x 10,0 cm	31,0 cm x 6,0 cm	5	1/10	7323005	11034338

Weitere Produktvarianten erhältlich.

*Hinweis: Abrechnungsempfehlung für sterile Pflaster im Sprechstundenbedarf; aktuelle Informationen finden Sie in der jeweils gültigen SSB Vereinbarung Ihrer zuständigen KV.

10.2022
70471-01071-01

essity
Leukoplast®,
an Essity brand

Essity | BSN medical GmbH · Schützenstraße 1-3 · 22761 Hamburg · www.bsnmedical.de
Tel. +49 (0)40 / 59 36 12-100 · Fax +49 (0)40 / 49 09-66 66

Leukoplast®
Wound care in best hands

Leukoplast®

Das Leukomed®-Sortiment:
Kompromisslos in der sterilen
Wundversorgung akuter Wunden

Leukoplast®
Wound care in best hands

Leukoplast®

Leukomed® Die erste Wahl für Ihre Haut.

Mit dem Ziel, die Anforderungen des medizinischen Fachpersonals an Wundauflagen für die verschiedenen postoperativen Risikosituationen abzudecken, haben wir das Leukomed® Post-OP Sortiment entwickelt. Die sterilen Leukomed®-Wundverbände unterstützen eine erfolgreiche Prävention von Infektionen – für jeden Hauttyp.

Vorteile auf einen Blick:



Atmungsaktive Materialien reduzieren das Risiko von Mazerationen



Zuverlässige Klebkraft und anschmiegsame Trägermaterialien



Sterile Barriere reduziert das Risiko von Wundinfektionen*



Sanfte und sichere Fixierung, besonders bei sensibler Haut**

*Gültig für Leukomed® Control und die Leukomed® T-Serie
**Gültig für die skin sensitive Produkte der Leukomed® T-Serie



Leukomed® – die klassische Therapielösung

Anwendung

- Nach chirurgischen Eingriffen
- Nach Unfallverletzungen aller Art, wie z. B. Schürf- und Schnittwunden

Vorteile

- Atmungsaktiv und flexibel
- Kein Verkleben mit der Wunde
- Zuverlässiger Haftrand

Für normale Haut

Leukomed®

Steriler Wundverband aus anschmiegsamen Vlies



Für fragile Haut

Leukomed® skin sensitive

Steriler Wundverband aus anschmiegsamen Vlies mit Silikonauflage



Leukomed® T-Serie – transparenter Extra-Schutz in 4 Varianten

Anwendung


- Nach chirurgischen Eingriffen
- Schützt postoperative Wunden, vor dem Eindringen von Bakterien, Viren oder Wasser

Vorteile

- Visuelle Wundinspektion möglich
- Wasser- und Keimdicht
- Hohe Wasserdampfdurchlässigkeit, reduziert das Risiko von Mazerationen
- Besonders dünn und anschmiegsam

Leukomed® T

Steriler Folienverband ohne Wundauflage



Leukomed® T skin sensitive

Steriler Folienverband ohne Wundauflage mit Silikonauflage



Vorteile

- Zuverlässige Absorption durch das Wundpad
- Wasser- und Keimdicht
- Hohe Wasserdampfdurchlässigkeit, reduziert das Risiko von Mazerationen
- Besonders dünn und anschmiegsam

Leukomed® T plus

Steriler Folienverband mit Wundauflage



Leukomed® T plus skin sensitive

Steriler Folienverband mit Wundauflage mit Silikonauflage



Leukomed® Control – der Spezialist in der Infektionskontrolle

Anwendung

- Nach chirurgischen Eingriffen
- Bei trockenen und leicht exsudierenden akuten Wunden wie z. B. chirurgischen Wunden oder traumatischen Wunden.

Vorteile

- Wundinspektion ohne Verbandwechsel möglich
- Verbandstandzeit bis zu 14 Tage
- Fördert eine ungestörte Wundheilung
- Wasser- und Keimdicht

Leukomed® Control

Steriler, vollständig transparenter Wundverband mit Hydropolymergelinseln



Die Skin Sensitive-Vorteile auf einen Blick



Anwendung

- Bei besonders empfindlicher Haut wie Altershaut, Säuglingen oder Patient*innen, die bestimmte Medikamente nehmen müssen

Zusätzliche Vorteile

- Atraumatischer Verbandwechsel, reduziert das Risiko von klebstoffbedingten Hautschädigungen
- Intuitives Applikationssystem mit Nummerierung